



Foszfát, orto TNT, 0,06 - 5,00 mg/L PO₄

Termékszám:

2742545

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítás 2 héten belül



Küvetteszt az összes szükséges reagenssel, mely megbízható mérési eredményeket és egyszerű kezelést biztosít (Ø 16 mm). TNT = Test 'N Tube 25-50 teszt

A 16 mm-es TNT termékek csak a DR900-as műszerrel használhatók. Ha kérdése van, kérjük, forduljon a helyi ügyfélszolgálati irodához.

Műszaki adatok

Különleges jegyzet:	A 16 mm-es TNT termékek csak a DR900-as műszerrel használhatók. Ha kérdése van, kérjük, forduljon a helyi ügyfélszolgálati irodához.
Méréstartomány:	0,06 - 5,00 mg/L PO ₄
Módszer név:	Aszkorbinsav
Módszer száma:	8048
Műszer:	DR 900
Paraméter:	Ortofoszfát
Parameter:	Reactive (Orthophosphate)
Platform:	Test 'N Tube
Tesztek száma:	25 - 50