



PhosVer Foszfát, ACCUVAC, 0,02-2,50 mg/liter PO₄

Termékszám:

2508025

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Az ACCUVAC ampullák egyetlen teszthez elegendő pontos mennyiségű reagenst tartalmaznak és mérőküvettaként használhatók. Reaktív foszfor aszkorbinsavas módszerrel végzett meghatározásához 25 darab/csomag

Műszaki adatok

Méréstartomány:	0,02 - 2,50 mg/L PO ₄
Módszer név:	Aszkorbinsav
Módszer száma:	8048
Műszer:	Mind, kivéve a DR/820
Paraméter:	Foszfát
Platform:	Accuvac
Térfogat/ csomagméret:	25 cs
Tesztek száma:	25