



## Amino Acid F Reagent for S5000 Silica (2.9 L)

**Termékszám:**

**2353103**

**Veszélyes**

**HUF Ár (nettó):**

**Elérhetőségünk**

**Elérhető**



Amino Acid F reagents (2,7 liter), az 5000 sorozatú szilícium-dioxid analízátorhoz.

Az Amino Acid F reagents a hosszú élettartam érdekében két részben szállítjuk: egy 3 literes palackban Amino Acid F oldat és egy palackban Amino Acid F por. A port közvetlenül az analízátorba történő behelyezés előtt kell az oldathoz adni.

---

### Műszaki adatok

Méréstartomány:

N/A

Műszer:

5500sc Silica

Paraméter:

Silica

Tárolási feltételek:

Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Protect from moisture.

Térfogat/ csomagméret:

1 x 2.7 L & 1 x 308 g