



Teljes klór pufferoldat a CL17/CL17sc típusú klórelemző műszerhez (473 mL)

Termékszám:

2263511

Veszélyes

HUF Ár (nettó):
Elérhető

Elérhetőségünk



Műszaki adatok

Méréstartomány:

nincs adat

Műszer:

CL17/CL17sc

Paraméter:

Klór, teljes

Platform:

Oldat

Tárolási feltételek:

A tartályokat szorosan lezárva, száraz, hűvös és jól szellőző helyen tárolja. Védje a nedvességtől.

Tesztek száma:

450