



Bór reagens porpárnák, 0,2-14,0 mg/liter B

Termékszám:	1417099
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Porreagens zárt csomagban, bór meghatározásához kármin módszerrel 100 db/csomag

Műszaki adatok

Lábjegyzet:	*Általánosságban a DR 5000 ugyanazokat a módszereket hajtja végre, mint a DR/4000. A DR 2800 ugyanazokat a módszereket hajtja végre, mint a DR 2700, DR/2500 és DR/2400. Előfordulhat néhány kivétel.
Méréstartomány:	0,2 - 14,0 mg/L B
Módszer név:	Kármin
Módszer száma:	8015
Műszer:	Mind, kivéve: DR/800, PC II
Paraméter:	Bór
Térfogat/ csomagméret:	100 cs
Tesztek száma:	100