



Vízkeménység reagenskészlet, 8-1000 µg/liter Ca és Mg CaCO₃ formájában

Termékszám:

2603100

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető

Veszélyes



Rendkívül kis értékű (ULR) keménység meghatározása, klór-foszfónium-azo módszer

Reagenskészlet rendkívül kis értékű vízkeménység meghatározásához a klór-foszfónium-azo módszerrel Hach 8374. módszer Tartomány: 4-1000 µg/liter, Ca és Mg CaCO₃ formájában Egységnyi adagot tartalmazó oldatpárnákba csomagolt klór-foszfónium-azo reagens (100 teszt)

Műszaki adatok

Méréstartomány:	8 - 1000 µg/L CaCO ₃
Módszer név:	Klór-foszfónium-azo
Módszer száma:	8374
Műszer:	Mind, kivéve: DR/800, PC II
Paraméter:	Keménység
Platform:	Oldat
Speciális tulajdonság:	Reagent set, Pillows
Tesztek száma:	100