



SpecCheck monoklóramin/szabad ammónia másodlagos standardkészlet

Termékszám: 2507500

HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk

Szállítási dátum nem látható

Szilárd, használatra kész gél standardok (4 tasakos készlet) műszerek laboratóriumi és terepi ellenőrzéséhez.

Monoklóramin 0,04 - 4,50 mg/L Cl_2 ; szabad ammónia 0,2 - 0,50 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$.

Műszaki adatok

Koncentráció:	0.04 – 4.50 mg/L Cl_2
Leírás:	Monoklóramin/szabad ammónia
Módszer név:	Indofenol
Térfogat/ csomagméret:	4 fiolás készlet