



Be Right™



Töltőoldat, referencia, 3 M KCl, 125 mL

Termékszám:	LZW9510.99
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Töltőoldat elektródák referenciaeleméhez, kálium-klorid (KCl), 3 M, 125 mL-es palack

Műszaki adatok

Formula:	KCl 3M
Leírás:	PHC805, 5014T, 5021T, 5057, 5208, 5209, 5015T
Platform:	Oldat
Solution Type:	Újratöltés
Térfogat/ csomagméret:	125 mL