



Be Right™



Töltőoldat, referencia, 3 M KCl és AgCl, 100 mL

Termékszám:	S21M004
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Töltőoldat elektródák referenciaeleméhez, kálium-klorid (KCl) és telített AgCl, 3 M, 100 mL-es palack

Műszaki adatok

Formula:	KCl 3M és szaturált AgCl
Koncentráció:	3 M KCl, AgCl-vel telített
Leírás:	MTC301, PHC301
Platform:	Oldat
Solution Type:	Újratöltés
Térfogat/ csomagméret:	100 mL