



Nitrifikációinhibitor BOI-vizsgálatokhoz, formula 2533(TM), TCMP, 500 g

Termékszám: 253334
HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Elérhető

BOI reagensek

TCMP – 2-Klór-6 (triklórmetyl) piridin (N-Serve) inert hordozón. 300 mL-es mintában 0,16 g-ot felhasználva meggátolható a nitrogénvegyületek oxigénigénye a BOI-vizsgálatok során, 500 g

Vagy használja 1704200 cikkszámú palackkal és 45901 cikkszámú adagolósapkával

Műszaki adatok

Alkalmazás:	Széntartalmú biokémiai oxigénigény (CBOD)
Leírás:	Nitrifikációinhibitor
Minta:	Triklórmetyl piridin (TCMP)
Módszer száma:	8043
Package settings:	Palack
Platform:	Jar
Térfogat/ csomagméret:	500 g
Tesztek száma:	2500