



Be Right™



Töltőoldat, belső, polarográfiás oldottoxigén-szonda, 30 mL

Termékszám:	2759123
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

Töltőoldat polarográfiás oldottoxigén-szondákhoz, kálium-klorid/glicerin, 30 mL-es palack

Műszaki adatok

Formula:	KCl és glicerin
Leírás:	5130, 5197000
Solution Type:	Újratöltés
Térfogat/ csomagméret:	30 mL