



Nátrium-klorid standard oldat, 100 μ S/cm, 500 ml

Termékszám:	2971849
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Conductivity standard solution, 100 μ S/cm $\pm$ 1 μ S/cm at 25°C, 49 mg/L $\pm$ 0.25 mg/L as Sodium Chloride (NaCl), (1 μ S/cm $\sim$ 0.5 mg/L TDS), 500 mL bottle.

Műszaki adatok

Koncentráció:	100 μ S/cm at 25°C $\pm$ 1 μ S/cm at 25°C
Különleges jegyzet:	Observed shelf life after opening, following recommended storage and use: 3 months
Leírás:	Nátrium-klorid, 100 μ S/cm, 500 ml
Package settings:	Bottle
Paraméter:	Vezetőképesség
Platform:	Oldat
Tárolási feltételek:	10 - 25 °C (protect from light)
Térfogat/ csomagméret:	500 mL