



Be Right™



Pipettahegyek, Tensette pipetta (1970001), 0,1 - 1,0 mL, 1000/ csomag

Termékszám:

2185628

HUF Ár (nettó):
Elérhető

Elérhetőségünk

A Hach Tensette pipettái pontos és gazdaságos pipetázást biztosítanak. Az egycsatornás, levegőkiszorításos pipettáknak két típusa van: 0,1 - 1,0 mL térfogatú (0,1 mL-es léptékekben) és 1,0 - 10,0 mL térfogatú (1,0 mL-es léptékekben). A térfogat egyszerűen, a vég elforgatásával beállítható.

Műszaki adatok

Térfogat/ csomagméret:

1000 /csomag