



OPT300 fotokolorimetrikus szonda

Termékszám:	E71T001
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítás 2 héten belül	

A fotokolorimetrikus titráció gyors és egyszerű lesz, ha a Titralab titrációs munkaállomáshoz hozzáadja a PTM450 fotokolorimetrikus titrációs modult és az OPT300 fotokolorimetrikus szondát.

A megfelelő szonda a megfelelő alkalmazáshoz.

Az elemzések érdekében az OPT300 elektródák különböző hosszban, átmérőben és referenciarendszerben elérhetők. Mindenféle alkalmazáshoz kínálunk elektródát.

Felejtse el a karbantartást

A LED fényforrásos technológiának köszönhetően nem termelődik hő, és nem kell lámpakarbantartási munkákat végezni. Szükség esetén az üveghegy bármikor kicserélhető.

Használja ki az egy elektródán elérhető két hullámhossz nyújtotta előnyöket

A fotokolorimetrikus titrációs szerelvény 525 nm-es (zöld) és 610 nm-es (vörös) hullámhosszal is működik egy optoelektronikai modulon belül, így a kolorimetrikus titráció nagy része elvégezhető.

Illessze a már meglévő Titralab rendszerbe

A PTM450/OPT300 fotokolorimetrikus titrációs szerelvény a Titralab kínálatában megtalálható összes fotokolorimetrikus titrációs rendszerrel kompatibilis. Az automatizált elemzéshez teljes rendszerben is lehet használni, mintatartóval, vagy mintatöltővel együtt. Az egyedülálló bayonet elektródafej koncepciónak köszönhetően a szonda egy mozdulattal biztonságosan a helyére illeszthető.

Olyan könnyű kezelni, mint bármelyik hagyományos elektródát

A fotokolorimetrikus titráció gyors és egyszerű lesz, ha a Titralab titrációs munkaállomáshoz hozzáadja a PTM450 fotokolorimetrikus titrációs modult és az OPT300 fotokolorimetrikus szondát.

Műszaki adatok

A doboz tartalma:	Tartalma: megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező OPT300 fotokolorimetrikus szonda.
-------------------	---

A doboz tartalma

Tartalma: megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező OPT300 fotokolorimetrikus szonda.