



Titrlási alkalmazáscsomag, víz: pH és lúgosság

Termékszám: AP0001.AT1102

HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk

Szállítás 2 héten belül

Alkalmazáscsomag a víz pH-értékének és lúgosságának meghatározására A következő készülékekhez használható: Titrab AT1000 sorozat, AT1102/AT1112/AT1122/AT1222 automata titrátorok.

Műszaki adatok

A doboz tartalma:	Az alkalmazási csomag a következőket tartalmazza: üveg fecskendő, műanyag főzőpohár, mágneses keverőrúd, USB meghajtón tárolt, előre beprogramozott alkalmazás, elektróda, kúpos adapter, palackzáró dugó.
Alkalmazás:	Municipal Applications
Garancia:	24 hónap
Kompatibilis műszer:	AT1102
	AT1112
	AT1122
	AT1222
Paraméter:	pH/lúgosság
Típus:	Application Pack

A doboz tartalma

Az alkalmazási csomag a következőket tartalmazza: üveg fecskendő, műanyag főzőpohár, mágneses keverőrúd, USB meghajtón tárolt, előre beprogramozott alkalmazás, elektróda, kúpos adapter, palackzáró dugó.