



Titrlási alkalmazáscsomag, biogáz: FOS/TAK

Termékszám: AP0006.AT1102

HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk

Szállítás 2 héten belül

Alkalmazáscsomag az FOS/TAK meghatározására (biogáz) A következő készülékekhez használható: Titráló AT1000 sorozat, AT1102/AT1112/AT1122/AT1222 automata titrátorok.

Műszaki adatok

A doboz tartalma:	Az alkalmazási csomag a következőket tartalmazza: üveg fecskendő, műanyag főzőpohár, mágneses keverőrúd, USB meghajtón tárolt, előre beprogramozott alkalmazás, elektróda, kúpos adapter, palackzáró dugó.
Alkalmazás:	Környezetvédelmi alkalmazások
Garancia:	24 hónap
Kompatibilis műszer:	AT1102
	AT1112
	AT1122
	AT1222
Paraméter:	FOS/TAK (biogáz)
Típus:	Application Pack

A doboz tartalma

Az alkalmazási csomag a következőket tartalmazza: üveg fecskendő, műanyag főzőpohár, mágneses keverőrúd, USB meghajtón tárolt, előre beprogramozott alkalmazás, elektróda, kúpos adapter, palackzáró dugó.