




Titralab KF1000 sorozatú volumetriás Karl Fischer-titrátor, 1 büréta, 2 szivattyú

Termékszám: KF1121.98
HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Szállítás 3 napon belül

Egyszerű és pontos volumetriás titrálások a nedvességtartalom mérése céljából

A KF1000 pontos, megbízható és könnyen használható műszer laboratóriumi volumetriás titrálásokhoz. Ezt a titrátort Németországban tervezték, a Hach Titralab automatikus titrátorok családjának tagjaként, és a nedvességtartalom gyors mérését teszi lehetővé. A nedvesség befolyásolhatja a termék minőségét, textúráját, eltarthatóságát, kémiai stabilitását és reakcióképességét, a Karl Fischer volumetriás titrálás pedig általánosan elfogadott módszer minden anyagtípus esetében (beleértve a vegyszereket, olajokat, gyógyszereket és élelmiszereket is). Ha a nedvességtartalom meghatározása céljából volumetriás titrálást végez, akkor ez az egyetlen műszer, amit érdemes megfontolnia.

Műszaki adatok

A doboz tartalma:	1 darabonként KF1121-Titralab KF1000 titrátor 1 darabonként LZE144 – Tápellátás 1 darabonként LZE141 – négypozíciós csőtartó 1 darabonként Az alapvető felhasználói kézikönyv külön kapható: Ne felejtse el megrendelni az alkalmazáscsomagot és a reagenseket, és fontolja meg AS1000 mintaváltó vásárlását.
Adat export:	USB pendrive-on, CSV formátumban, Excel-kompatibilis
Adattárolás/memória:	Utolsó 100 minta, QC- és vakelemzés, utolsó 10 kalibrálás
Alkalmazás:	5
Anyag:	Polipropilén, Latene, szilikon, edzett üveg, POM, rozsdamentes acél. Cseppálló kialakítás.
Áramellátási követelmények (feszültség):	100/240 V AC
Áramellátási követelmények (Hz):	50/60 Hz
Automatikus reagens hozzáadás:	2 beépített perisztaltikus szivattyú reagens hozzáadásához
Büréta: elérhető térfogatok:	2,5/5/10/25 mL, ISO8655-3
Burette for Titrant:	Titráláshoz 1
Elektróda:	MTC Intellical („Plug & Play” digitális)
Elfogadott főzőpohár méret:	Rendszerspecifikus főzőpoharak: szabadalmaztatott üveg mérőcella, rácsavarható
Garancia:	24 hónap
Jelszó védelem:	Igen, felhasználó által definiált

Kalibrációs görbe kijelzés:	KF titrálási jelleggörbe
Kalibrációs intervallum/emlékeztető/ riasztás:	Igen, a felhasználó által meghatározott időtartam
Kalibrálás:	Titrálószer
Mérés módok:	Minta, vak, vakminta, QC-minta, QC-vakminta
Mérés módszer:	Volumetriás Karl Fischer, váltó- vagy egyenáram segítségével végzett
Mintaállvány:	Beépített, mágneses keverés, KF üveg főzőpoharak, 150 mL
Működési hőmérséklet tartomány:	15 - 35 °C
Működési páratartalom:	20 - 80%
Pumpák:	2
Region:	EU
Súly:	4 kg
Szivattyú áramlási sebessége:	170 mL/min
Szükséges alkalmazás csomag/ok:	AP0014.KF1121 nedvességtartalom
Támogatott külső eszközök:	Nyomtató, PC-szoftver, mérleg, billentyűzet, egér, vonalkódolvasó
Tanúsítványok:	Biztonsági IEC/EN 61010-1; EMC IEC/EN 61326-1
Tárolási feltételek:	- 5 - 40 °C
Típus:	Karl Fischer

A doboz tartalma

1 darabonként KF1121-Titralab KF1000 titrátor1 darabonként LZE144 – Tápellátás1 darabonként LZE141 – négypozíciós csőtartó1 darabonként Az alapvető felhasználói kézikönyvkülön kapható: Ne felejtse el megrendelni az alkalmazáscsomagot és a reagenseket, és fontolja meg AS1000 mintaváltó vásárlását.

Szükséges tartozékok

- Titrálási alkalmazáscsomag, Karl Fischer: Nedvességtartalom (Item AP0014.KF1121)