



Addista Mono standard LCK310 klór tesztküvetőához

Termékszám:	LCA310
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Ellenőrző standard rendszer az analitikai minőségbiztosításra (AQA) klór tesztküvetőához

Műszaki adatok

Koncentráció:	25 – 30 mg/L Cl ₂
Különleges jegyzet:	A gyártással összefüggő tényezők miatt a standard koncentrációja 25–30 mg/liter Cl ₂ között változik. A gyártás befejezése után a névleges értéket a mellékelt vizsgálati tanúsítvány tartalmazza.
Leírás:	ADDISTA Mono standard LCK310 klór tesztküvetőához
Paraméter:	Klór
Platform:	LCA
Tárolási feltételek:	2 - 8 °C (hűtve kell tárolni)