



Addista Többparaméteres standard oldat

Termékszám:	LCA700
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Analitikai minőségbiztosítási (AQA) rendszer, tartalma: egy kombinált standard/rámérő oldat és két körteszt oldat.

A következő küvettesztekre vonatkozik:

- LCK304 ammónium, 0,015-2,0 mg/liter $\text{NH}_4\text{-N}$
- LCK311 klorid, 1-70 mg/liter Cl
- LCK228 kálium, 5-50 mg/liter K
- LCK328 kálium, 8-50 mg/liter K
- LCK348 foszfát (orto), 0,5-5,0 mg/liter $\text{PO}_4\text{-P}$
- LCK414 / LCK1414 COD, 5-60 mg/liter O_2
- LCK238 Laton, 5-40 mg/liter TN_b

Megbízható eredmények

Az Addista rendszert használó elemzési minőségbiztosítási mérések folyamatos dokumentálása megerősíti víztesztelési eredményeinek helyességét.

Kevésbé bonyolult

Minden Addista standard oldat több paraméteret tartalmaz. Ez a laborjában található egyetlen paraméteres oldatot tartalmazó üvegek számát jelentős mértéken csökkenti.

Kevesebb hibaforrás

Az Addista oldatok most már a Hach LCK küvettesztjeihez is használhatók. Mivel nem kell őket hígítani, nincs szükség az állandó fizikai jelenlétre, és a standard oldatok elemzése során sem fordulnak elő további hibák.

Műszaki adatok

Leírás:	ADDISTA többparaméteres standard oldat
Platform:	LCA
Tárolási feltételek:	2 - 8 °C (hűtve kell tárolni)