



Addista Többparaméteres standard oldat

Termékszám:	LCA706
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Analitikai minőségbiztosítási (AQA) rendszer, tartalma: egy kombinált standard/rámérő oldat és két körteszt oldat.

A következő küvettatesztekhez:

<TableBullet/>LCK521 vas nyomelemzés, 0,01-1,0 mg/liter Fe

<TableBullet/>LCK529 réz nyomelemzés, 0,01-1,0 mg/liter Cu

<TableBullet/>LCK537 nikkel nyomelemzés, 0,05-1,0 mg/liter Ni

<TableBullet/>LCW032 mangán, 0,02-5,0 mg/liter Mn

Megbízható eredmények

Az Addista rendszert használó elemzési minőségbiztosítási mérések folyamatos dokumentálása megerősíti víztesztelési eredményeinek helyességét.

Kevésbé bonyolult

Minden Addista standard oldat több paraméteret tartalmaz. Ez a laborjában található egyetlen paraméteres oldatot tartalmazó üvegek számát jelentős mértéken csökkenti.

Kevesebb hibaforrás

Az Addista oldatok most már a Hach LCK küvettatesztjeihez is használhatók. Mivel nem kell őket hígítani, nincs szükség az állandó fizikai jelenlétre, és a standard oldatok elemzése során sem fordulnak elő további hibák.

Műszaki adatok

Leírás:	ADDISTA többparaméteres standard oldat
Platform:	LCA
Tárolási feltételek:	2 - 8 °C (hűtve kell tárolni)