



Addista Többparaméteres standard oldat

Termékszám:	LCA707
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Analitikai minőségbiztosítási (AQA) rendszer, tartalma: egy kombinált standard/rámérő oldat és két körteszt oldat.

A következő küvettatesztekhez:

<TableBullet/>LCK341 nitrit, 0,015-0,6 mg/liter NO₂-N

<TableBullet/>LCK614 COD, 50-300 mg/liter O₂

<TableBullet/>LCK348 foszfát (összes), 0,5-5,0 mg/liter PO₄-P

Megbízható eredmények

Az Addista rendszert használó elemzési minőségbiztosítási mérések folyamatos dokumentálása megerősíti víztesztelési eredményeinek helyességét.

Kevésbé bonyolult

Minden Addista standard oldat több paramétert tartalmaz. Ez a laborjában található egyetlen paraméteres oldatot tartalmazó üvegek számát jelentős mértéken csökkenti.

Kevesebb hibaforrás

Az Addista oldatok most már a Hach LCK küvettatesztjeihez is használhatók. Mivel nem kell őket hígítani, nincs szükség az állandó fizikai jelenlétre, és a standard oldatok elemzése során sem fordulnak elő további hibák.

Műszaki adatok

Leírás:	ADDISTA többparaméteres standard oldat
Platform:	LCA
Tárolási feltételek:	2 - 8 °C (hűtve kell tárolni)