



Be Right™



Addista kevert paraméter standard, NIST, szennyvíz, magas tartományban

Termékszám:

LCA720

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető

Kevert paraméter minőségbiztosítási standard a szennyvíz paraméterekhez, magas tartományban. A standard oldat komponensei NIST visszakövethetők az SRM-re.

A következő küvettatesztekhez

- LCI400 COD (ISO 15705 formula), 0-1000 mg/L O₂
- APC400 COD (ISO 15705 formula), 0-1000 mg/L O₂
- APC114, LCK114 COD, 150-1000 mg/L O₂
- APC303, LCK303 ammónia, 2-47 mg/L NH₄-N
- APC338, LCK338 teljes nitrogén, 20-100 mg/L TN_b
- APC340, LCK340 nitrát, 5-35 mg/L NO₃-N
- APC350, LCK350 foszfát, 2-20 mg/L PO₄-P

Megbízható eredmények

Az Addista rendszert használó elemzési minőségbiztosítási mérések folyamatos dokumentálása megerősíti víztesztelési eredményeinek helyességét.

Kevésbé bonyolult

Minden Addista standard oldat több paramétert tartalmaz. Ez a laborjában található egyetlen paraméteres oldatot tartalmazó üvegek számát jelentős mértéken csökkenti.

Kevesebb hibaforrás

Az Addista oldatok most már a Hach LCK küvettatesztjeihez is használhatók. Mivel nem kell őket hígítani, nincs szükség az állandó fizikai jelenlétre, és a standard oldatok elemzése során sem fordulnak elő további hibák.

Műszaki adatok

Platform:

LCA

Tárolási feltételek:

2 - 8 °C (hűtve kell tárolni)