



Pipetta validálási készlet

Termékszám:	LCA722
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Az analitikai minőségbiztosításon belül a pipetták pontosságának ellenőrzéséhez.

A pipettázási térfogatok hibája gyakran a rosszul beállított pipettáknak tulajdonítható. Ez a hiba hosszú idő elteltével, túltekérés, mechanikai erőltetés, vagy helytelen kezelés miatt következik be. A pipetta tesztkészlettel végzett rendszeres ellenőrzéssel ezek korán kimutathatók.

Műszaki adatok

Különleges jegyzet:	A mellékelt, pontosan ismert összetételű színes oldatot ismert térfogattal hígítjuk a pipettahegyből. Az így kapott elnyelés a helyes térfogattól való eltérés mértéke. Ezzel a módszerrel a 2%-nál nagyobb pipettázási hibák egyértelműen kimutathatók.
Leírás:	Pipetta tesztkészlet
Módszer név:	Szintelenítés
Paraméter:	Pipetta tesztkészlet
Platform:	LCA
Tárolási feltételek:	15 °C - 25 °C
Tesztek száma:	5