



Fotometriás jód (MEBAK) minta küvettateszt

Termékszám:

LCK240

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



LCK küvettatesztek: minimális mennyiségű reagens, maximális biztonság.

Ha a jódeérték > 0,2

Műszaki adatok

Leírás:	Analóg MEBAK módszer
Méréstartomány:	> 0,2
Módszer név:	MEBAK módszer
Műszer:	DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
Paraméter:	Fotometriás jódminta (PIS)
Platform:	LCK
Tárolási feltételek:	15 - 25 °C
Tesztek száma:	25