



Bitter egységek (MEBAK) küvettasztek ≥ 2 BU

Termékszám:

LCK241

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



LCK küvettasztek: minimális mennyiségű reagens, maximális biztonság.

Előre adagolt reagensok a maximális biztonságért Könnyen használható, fotometriás értékelés, teljesen felszerelt dobozba csomagolva. Környezetbarát a kevesebb vegyszernek köszönhetően.

Műszaki adatok

Méréstartomány:	≥ 2 Bitter units
Módszer név:	Analóg MEBAK módszer
Műszer:	DR6000
Paraméter:	Bitter egységek
Platform:	LCK
Standard method:	MEBAK
Tárolási feltételek:	15 - 25 °C
Teszttek száma:	25