



Ammónium küvettateszt, 2,0-47,0 mg/liter $\text{NH}_4\text{-N}$

Termékszám:

LCK303

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



LCK küvettatesztek: minimális mennyiségű reagens, maximális biztonság.

Előre adagolt reagens a maximális biztonságért Könnyen használható, fotometriás értékelés, teljesen felszerelt dobozba csomagolva. A megegyezés szerinti határértékekre hivatalos jóváhagyással Környezetbarát a kevesebb vegyszernek köszönhetően.

Pontos és megbízható mérési értékek

A zárt rendszer és a kis mennyiségű vegyszer maximális biztonságot nyújt a felhasználók számára

A reagens kényelmes és pontos adagolása

Vonalkód címke automatikus felismeréshez a fotométerben és a Truecal kalibrálásban

Színkóddal megkülönböztetett tesztek és mérési tartományok

Műszaki adatok

Leírás:	szabad Ammónium
Méréstartomány:	2 - 47 mg/L $\text{NH}_4\text{-N}$
Méréstartomány (2):	2,5 - 60 mg/L NH_4
Módszer név:	ISO 7150-1, DIN 38406 E5-1, UNI 11669:2017, ISO 23695
Műszer:	DR3900, DR6000, DR1900
Paraméter:	Ammónium
Platform:	LCK
Tárolási feltételek:	2 - 8 °C (hűtve kell tárolni)
Tesztek száma:	25
Truecal:	Igen