



Ammónium küvettateszt, 0,015-2,0 mg/liter NH₄-N

Termékszám:

LCK304

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető

Veszélyes



LCK küvettatesztek: minimális mennyiségű reagens, maximális biztonság.

Előre adagolt reagens a maximális biztonságért Könnyen használható, fotometriás értékelés, teljesen felszerelt dobozba csomagolva. A megegyezés szerinti határértékekre hivatalos jóváhagyással Környezetbarát a kevesebb vegyszernek köszönhetően.

Pontos és megbízható mérési értékek

A zárt rendszer és a kis mennyiségű vegyszer maximális biztonságot nyújt a felhasználók számára

A reagens kényelmes és pontos adagolása

Vonalkód címke automatikus felismeréshez a fotométerben és a Truecal kalibrálásban

Színkóddal megkülönböztetett tesztek és mérési tartományok

Műszaki adatok

Leírás:	szabad Ammónium
Méréstartomány:	0.015 - 2.0 mg/L NH ₄ -N
Méréstartomány (2):	0,02 - 2,5 mg/L NH ₄
Módszer név:	ISO 7150-1, DIN 38406 E5-1, UNI 11669:2017, ISO 23695
Műszer:	DR3900, DR6000, DR1900
Paraméter:	Ammónium
Platform:	LCK
Tárolási feltételek:	2 - 8 °C (hűtve kell tárolni)
Tesztek száma:	25
Truecal:	Igen