



Klór/Ózon/Klór-dioxid küvettateszt

Termékszám:

LCK310

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



LCK küvettatesztek: minimális mennyiségű reagens, maximális biztonság.

Előre adagolt reagensok a maximális biztonságért Könnyen használható, fotometriás értékelés, teljesen felszerelt dobozba csomagolva. Környezetbarát a kevesebb vegyszernek köszönhetően.

Pontos és megbízható mérési értékek

A zárt rendszer és a kis mennyiségű vegyszer maximális biztonságot nyújt a felhasználók számára

A reagensok kényelmes és pontos adagolása

A vonalkód címkét a fotométer automatikusan felismeri.

Színkóddal megkülönböztetett tesztek és mérési tartományok

Műszaki adatok

EPA compliant:	N/A
Leírás:	Szabad/összes klór, klór-dioxid és ózon
Méréstartomány:	0,05 - 2,0 mg/L Cl ₂
Méréstartomány (2):	0,05 - 2,0 mg/L O ₃
Módszer név:	DPD
Műszer:	DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
Paraméter:	Klór/Ózon/Klór-dioxid
Platform:	LCK
Standard method:	ISO 7393-2
Tárolási feltételek:	2 - 8 °C (hűtve kell tárolni)
Tesztek száma:	24