



Cianid küvettateszt, 0,01-0,6 mg/liter CN

Termékszám:

LCK315

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



LCK küvettatesztek: minimális mennyiségű reagens, maximális biztonság.

Előre adagolt reagens a maximális biztonságért Könnyen használható, fotometriás értékelés, teljesen felszerelt dobozba csomagolva. Környezetbarát a kevesebb vegyszernek köszönhetően.

Pontos és megbízható mérési értékek

A zárt rendszer és a kis mennyiségű vegyszer maximális biztonságot nyújt a felhasználók számára

A reagens kényelmes és pontos adagolása

A vonalkód címkét a fotométer automatikusan felismeri.

Színkóddal megkülönböztetett tesztek és mérési tartományok

Műszaki adatok

Leírás:	Szabad cianid
Méréstartomány:	0,01 - 0,6 mg/L CN
Módszer név:	Barbitursav-piridin
Műszer:	DR3900, DR6000, DR1900
Paraméter:	Cianid
Platform:	LCK
Tárolási feltételek:	2 - 8 °C (hűtve kell tárolni)
Tesztek száma:	25