



Vas (II/III) küvettateszt, 0,2-6,0 mg/liter Fe

Termékszám:

LCK320

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



LCK küvettatesztek: minimális mennyiségű reagens, maximális biztonság.

Az előre bemért reagensekkel maximális biztonság Könnyen használható, fotometriás értékelés, teljesen felszerelt dobozba csomagolva. A kevesebb vegyszer miatt környezetbarát.

Pontos és megbízható mérési értékek

A zárt rendszer és a kis mennyiségű vegyszer maximális biztonságot nyújt a felhasználók számára

A reagentek kényelmes és hibátlan adagolása

A vonalkód címkét a fotométer automatikusan felismeri.

Színkóddal megkülönböztetett tesztek és mérési tartományok

Műszaki adatok

Leírás:	Vas II és III
Méréstartomány:	0,2 - 6,0 mg/L Fe
Módszer név:	DIN 38406-E1
Műszer:	DR3900, DR6000, DR1900
Paraméter:	Vas
Platform:	LCK
Tárolási feltételek:	2 - 8 °C (hűtve kell tárolni)
Tesztek száma:	24