



## Fluorid küvettateszt, 0,1-2,5 mg/liter F

**Termékszám:**

**LCK323**

**Veszélyes**

**HUF Ár (nettó):**

**Elérhetőségünk**

**Elérhető**



**LCK küvettatesztek: minimális mennyiségű reagens, maximális biztonság.**

Használatra kész, maximális biztonságot garantál, könnyen kezelhető, fotometriás értékelő rendszer, környezetbarát

**Pontos és megbízható mérési értékek**

**A zárt rendszer és a kis mennyiségű vegyszer maximális biztonságot nyújt a felhasználók számára**

**A reagensek kényelmes és pontos adagolása**

**A vonalkód címkét a fotométer automatikusan felismeri.**

**Színkóddal megkülönböztetett tesztek és mérési tartományok**

---

### Műszaki adatok

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| EPA compliant:       | N/A                                            |
| Méréstartomány:      | 0.1 - 2.5 mg/L F                               |
| Módszer név:         | SPADNS                                         |
| Műszer:              | DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000 |
| Paraméter:           | Fluorid                                        |
| Platform:            | LCK                                            |
| Tárolási feltételek: | 15 - 25 °C                                     |
| Tesztek száma:       | 25                                             |