



Formaldehid küvettateszt, 0,5-10 mg/liter H₂CO

Termékszám:	LCK325
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

LCK küvettatesztek: minimális mennyiségű reagens, maximális biztonság.

Előre adagolt reagensok a maximális biztonságért Könnyen használható, fotometriás értékelés, teljesen felszerelt dobozba csomagolva. Környezetbarát a kevesebb vegyszernek köszönhetően.

Pontos és megbízható mérési értékek

A zárt rendszer és a kis mennyiségű vegyszer maximális biztonságot nyújt a felhasználók számára

A reagensok kényelmes és pontos adagolása

A vonalkód címkét a fotométer automatikusan felismeri.

Színkóddal megkülönböztetett tesztek és mérési tartományok

Műszaki adatok

Méréstartomány:	0,5 - 10 mg/L H ₂ CO
Módszer név:	Acetil-aceton
Műszer:	DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
Paraméter:	Formaldehid
Platform:	LCK
Tárolási feltételek:	15 - 25 °C
Tesztek száma:	24 (A teszt tartalmazza a nulla koncentrációjú oldatot is.)