



Kálium küvettateszt, 8-50 mg/liter K

Termékszám:

LCK328

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



LCK küvettatesztek: minimális mennyiségű reagensek, maximális biztonság.

Használatra kész, maximális biztonságot garantál, könnyen kezelhető, fotometriás értékelő rendszer, természetbarát

Precíz és megbízható mérési értékek

Maximális biztonság a felhasználók számára a zárt rendszernek és a kis mennyiségű vegyszernek köszönhetően

A reagensek kényelmes és hibátlan adagolása

A vonalkódcímke segítségével a fotométer automatikusan felismeri

A tesztek és a mérési tartományok a színkód segítségével különböztethetők meg

Műszaki adatok

EPA compliant:	N/A
Méréstartomány:	8 - 50 mg/L K
Módszer név:	Kalignost
Műszer:	DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
Paraméter:	Kálium
Platform:	LCK
Tárolási feltételek:	15 - 25 °C
Tesztek száma:	24 (A teszt tartalmazza a nulla koncentrációjú oldatot is.)