



Réz küvettateszt, 0,1-8,0 mg/liter Cu

Termékszám:	LCK329
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

LCK küvettatesztek: minimális mennyiségű reagensek, maximális biztonság.

Előre adagolt reagensek a maximális biztonság érdekében. Könnyen használható, fotometriás értékelés, teljesen felszerelt dobozba csomagolva. Környezetbarát a kevesebb vegyszernek köszönhetően.

Precíz és megbízható mérési értékek

Maximális biztonság a felhasználók számára a zárt rendszernek és a kis mennyiségű vegyszernek köszönhetően

A reagensek kényelmes és hibátlan adagolása

A vonalkódcímke segítségével a fotométer automatikusan felismeri

A tesztek és a mérési tartományok a színkód segítségével különböztethetők meg

Műszaki adatok

EPA compliant:	N/A
Különleges jegyzet:	Az összes réz emésztéshez használja a CRACK SET LCW902 reagenskészletet.
Méréstartomány:	0,1 - 8,0 mg/L Cu
Módszer név:	Batokuproin-diszulfonsav
Műszer:	DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
Paraméter:	Réz
Platform:	LCK
Roncsolás szükséges:	Igen, összes rézhez
Tárolási feltételek:	15 - 25 °C
Tesztek száma:	25