



Küvetteszt kationos felületaktív anyagokhoz, 0,2-2,0 mg/liter

Termékszám:

LCK331

HUF Ár (nettó):
Elérhető

Elérhetőségünk

Veszélyes



LCK küvettesztek: minimális mennyiségű reagens, maximális biztonság.

Előre adagolt reagens a maximális biztonságért Könnyen használható, fotometriás értékelés, teljesen felszerelt dobozba csomagolva. Környezetbarát a kevesebb vegyszernek köszönhetően.

Pontos és megbízható mérési értékek

A zárt rendszer és a kis mennyiségű vegyszer maximális biztonságot nyújt a felhasználók számára

A reagens kényelmes és pontos adagolása

A vonalkód címkét a fotométer automatikusan felismeri.

Színkóddal megkülönböztetett tesztek és mérési tartományok

Műszaki adatok

EPA compliant:	N/A
Leírás:	Cetil-trimetilammónium-bromid (CTAB)
Méréstartomány:	0,2 - 2,0 mg/L
Módszer név:	Brómfenol kék
Műszer:	DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
Paraméter:	Kationos felületaktív anyagok
Platform:	LCK
Tárolási feltételek:	15 - 25 °C
Tesztek száma:	25