



Latón Összes nitrogén küvettateszt, 20-100 mg/liter TNb

Termékszám:

LCK338

Veszélyes

HUF Ár (nettó):
Elérhető

Elérhetőségünk



LCK küvettatesztek: minimális mennyiségű reagens, maximális biztonság.

Előre adagolt reagensok a maximális biztonságért Könnyen használható, fotometriás értékelés, teljesen felszerelt dobozba csomagolva. A megegyezés szerinti határértékekre hivatalos jóváhagyással Környezetbarát a kevesebb vegyszernek köszönhetően.

Pontos és megbízható mérési értékek

A zárt rendszer és a kis mennyiségű vegyszer maximális biztonságot nyújt a felhasználók számára

A reagensok kényelmes és pontos adagolása

Vonalkód címke automatikus felismeréshez a fotométerben és a Truecal kalibrálásban

Színkóddal megkülönböztetett tesztek és mérési tartományok

Műszaki adatok

EPA compliant:	N/A
Leírás:	Összes kötött nitrogén
Méréstartomány:	20 - 100 mg/L TN _b
Módszer név:	EN ISO 11905-1, ISO23697-1
Műszer:	DR3900, DR6000, DR1900
Paraméter:	Összes nitrogén (Latón)
Platform:	LCK
Roncsolás szükséges:	Igen
Standard method:	EN ISO 11905-1 szerinti feltárás peroxo-diszulfáttal
Tárolási feltételek:	15 - 25 °C
Tesztek száma:	25
Truecal:	Igen