



Nitrit küvettateszt, 0,6-6,0 mg/liter NO₂-N

Termékszám:

LCK342

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



LCK küvettatesztek: minimális mennyiségű reagens, maximális biztonság.

Előre adagolt reagensok a maximális biztonságért Könnyen használható, fotometriás értékelés, teljesen felszerelt dobozba csomagolva. A megegyezés szerinti határértékekre hivatalos jóváhagyással Környezetbarát a kevesebb vegyszernek köszönhetően.

Pontos és megbízható mérési értékek

A zárt rendszer és a kis mennyiségű vegyszer maximális biztonságot nyújt a felhasználók számára

A reagensok kényelmes és pontos adagolása

Vonalkód címke automatikus felismeréshez a fotométerben és a Truecal kalibrálásban

Színkóddal megkülönböztetett tesztek és mérési tartományok

Műszaki adatok

EPA compliant:	N/A
Méréstartomány:	0.6 - 6.0 mg/L NO ₂ -N
Méréstartomány (2):	2 - 20 mg/L NO ₂
Módszer név:	Diazotizálás
Műszer:	DR3900, DR6000, DR1900
Paraméter:	Nitrit
Platform:	LCK
Standard method:	EN ISO 26777
Tárolási feltételek:	15 - 25 °C
Tesztek száma:	25
Truecal:	Igen