



Küvetteszt fenolokhoz, 0,05-5,0 mg/liter

Termékszám:

LCK345

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



LCK küvettesztek: minimális mennyiségű reagens, maximális biztonság.

Használatra kész, maximális biztonságot garantál, könnyen kezelhető, fotometriás értékelő rendszer, környezetbarát

Pontos és megbízható mérési értékek

A zárt rendszer és a kis mennyiségű vegyszer maximális biztonságot nyújt a felhasználók számára

A reagensek kényelmes és pontos adagolása

A vonalkód címkét a fotométer automatikusan felismeri.

Színkóddal megkülönböztetett tesztek és mérési tartományok

Műszaki adatok

EPA compliant:	N/A
Méréstartomány:	0,05 - 5 mg/L Fenolok
Módszer név:	4-nitro-anilin
Műszer:	DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
Paraméter:	Fenolok
Platform:	LCK
Tárolási feltételek:	15 - 25 °C
Tesztek száma:	24 (A teszt tartalmazza a nulla koncentrációjú oldatot is.)