



TOC küvettateszt (különbség módszer), 2-65 mg/liter C

Termékszám:

LCK380

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



LCK küvettatesztek: minimális mennyiségű reagens, maximális biztonság.

Előre adagolt reagens a maximális biztonságért Könnyen használható, fotometriás értékelés, teljesen felszerelt dobozba csomagolva. A megfigyzés szerinti határértékekre jóváhagyással Környezetbarát a kevesebb vegyszernek köszönhetően.

Pontos és megbízható mérési értékek

A zárt rendszer és a kis mennyiségű vegyszer maximális biztonságot nyújt a felhasználók számára

A reagens kényelmes és pontos adagolása

A vonalkód címkét a fotométer automatikusan felismeri.

Színkóddal megkülönböztetett tesztek és mérési tartományok

Műszaki adatok

EPA compliant:	N/A
Leírás:	Összes szerves szén
Méréstartomány:	2 - 65 mg/L C
Méréstartomány (2):	TC 12 - 75 mg/L C
Módszer név:	Különbség módszer (TOC értékét a TC és TIC értékek különbségeként határozzuk meg), perszulfát feltárás
Műszer:	DR3900, DR6000, DR1900
Paraméter:	TOC
Platform:	LCK
Roncsolás szükséges:	igen
Tárolási feltételek:	15 - 25 °C
Tesztek száma:	25