



## TOC küvettateszt (kihajtásos módszer), 3-30 mg/liter C

Termékszám:

LCK385

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



**LCK küvettatesztek: minimális mennyiségű reagens, maximális biztonság.**

Előre adagolt reagensok a maximális biztonságért Könnyen használható, fotometriás értékelés, teljesen felszerelt dobozba csomagolva. A megegyezés szerinti határértékekre hivatalos jóváhagyással Környezetbarát a kevesebb vegyszernek köszönhetően.

**Pontos és megbízható mérési értékek**

**A zárt rendszer és a kis mennyiségű vegyszer maximális biztonságot nyújt a felhasználók számára**

**A reagensok kényelmes és pontos adagolása**

**A vonalkód címkét a fotométer automatikusan felismeri.**

**Színkóddal megkülönböztetett tesztek és mérési tartományok**

---

### Műszaki adatok

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| EPA compliant:       | N/A                                            |
| Leírás:              | Összes szerves szén                            |
| Méréstartomány:      | 3 - 30 mg/L C                                  |
| Módszer név:         | EN 1484, DIN 38409-H3                          |
| Műszer:              | DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000 |
| Paraméter:           | TOC                                            |
| Platform:            | LCK                                            |
| Roncsolás szükséges: | Igen                                           |
| Standard method:     | EN 1484                                        |
| Tárolási feltételek: | 2 - 8 °C (hűtve kell tárolni)                  |
| Tesztek száma:       | 25                                             |