



KOI tesztküvetta, 5-60 mg/liter O₂

Termékszám: LCK414

ELAVULT CIKK
Ez a termék már nem elérhető.

Javasolt cserék:
• LCK1414

LCK küvettatesztek: minimális mennyiségű reagens, maximális biztonság.

Előre adagolt reagensok a maximális biztonságért Könnyen használható, fotometriás értékelés, teljesen felszerelt dobozba csomagolva. A megegyezés szerinti határértékekre hivatalos jóváhagyással Környezetbarát a kevesebb vegyszernek köszönhetően.

Pontos és megbízható mérési értékek

A zárt rendszer és a kis mennyiségű vegyszer maximális biztonságot nyújt a felhasználók számára

A reagensok kényelmes és pontos adagolása

A vonalkód címkét a fotométer automatikusan felismeri.

Színkóddal megkülönböztetett tesztek és mérési tartományok

Műszaki adatok

Leírás:	Kémiai oxigénigény
Méréstartomány:	5,0 - 60 mg/L O ₂
Módszer név:	Dikromát
Műszer:	DR3900, DR6000, DR1900
Paraméter:	KOI (COD)
Platform:	LCK
Roncsolás szükséges:	Igen
Tárolási feltételek:	15 - 25 °C (fénytől védve tartandó)
Tesztek száma:	24 (A teszt tartalmazza a nulla koncentrációjú oldatot is.)