



Vas nyomelemzési küvettateszt, 0,01-1,0 mg/liter Fe, 20 teszt

Termékszám:

LCK521

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



LCK küvettatesztek: minimális mennyiségű reagens, maximális biztonság.

Előre adagolt reagentek a maximális biztonságért Könnyen használható, fotometriás értékelés, teljesen felszerelt dobozba csomagolva. Környezetbarát a kevesebb vegyszernek köszönhetően.

Kényelmes kezelés 50 mm-es négyszögletes küvettákkal + Dosicaps

Legmagasabb fokú pontosság az ultra alacsony tartományú koncentrációk elemzéséhez

Műszaki adatok

Különleges jegyzet:	Az összes vas feltárásához használja a Crack Set LCW902 készletet
Leírás:	Vas nyomelemzés, 50 mm-es küvettateszt
Méréstartomány:	0,01 - 1,0 mg/L Fe
Módszer név:	1,10-fenantrolin
Műszer:	DR3900, DR6000
Paraméter:	Vas nyomelemzés
Platform:	LCK
Roncsolás szükséges:	Igen, összes vashoz
Tárolási feltételek:	15 - 25 °C
Tesztek száma:	20