



Nikkel nyomelemző küvettateszt, 0,05-1,0 mg/liter Ni

Termékszám:

LCK537

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



LCK küvettatesztek: minimális mennyiségű reagens, maximális biztonság.

Előre adagolt reagensok a maximális biztonságért Könnyen használható, fotometriás értékelés, teljesen felszerelt dobozba csomagolva. A megfigyelt határértékekre hivatalos jóváhagyással Környezetbarát a kevesebb vegyszernek köszönhetően.

Kényelmes kezelés 50 mm-es négyzetes küvettákkal

Legmagasabb fokú pontosság az ultra alacsony tartományú koncentrációk elemzéséhez

Műszaki adatok

EPA compliant:	N/A
Különleges jegyzet:	Az összes nikkel feltárásához használja a Crack Set LCW902 készletet.
Leírás:	Nikkel nyomelemzés, 50 mm-es négyzetes küvettateszt
Méréstartomány:	0,05 - 1,0 mg/L Ni
Módszer név:	Dimetil-glioxim
Műszer:	DR3900, DR6000
Paraméter:	Nikkel nyomelemzés
Platform:	LCK
Roncsolás szükséges:	Igen, összes nikkelhez
Tárolási feltételek:	2 - 8 °C (hűtve kell tárolni)
Tesztek száma:	20