



Szulfid küvettateszt, 0,1-2,0 mg/liter S^{2-}

Termékszám:

LCK653

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



LCK küvettatesztek: minimális mennyiségű reagens, maximális biztonság.

Előre adagolt reagensok a maximális biztonságért Könnyen használható, fotometriás értékelés, teljesen felszerelt dobozba csomagolva. Környezetbarát a kevesebb vegyszernek köszönhetően.

Pontos és megbízható mérési értékek

A zárt rendszer és a kis mennyiségű vegyszer miatt a felhasználók számára maximális biztonság

A reagensok kényelmes és pontos adagolása

A vonalkód címkét a fotométer automatikusan felismeri.

Színkóddal megkülönböztetett tesztek és mérési tartományok

Műszaki adatok

Leírás:	oldott szulfid
Méréstartomány:	0,1 - 2,0 mg/L S^{2-}
Módszer név:	Dimetil-p-fenilén-diamin
Műszer:	DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
Paraméter:	Szulfid
Platform:	LCK
Tárolási feltételek:	15 - 25 °C
Tesztek száma:	25