



KOI tesztküvetta, 100-600 mg/liter O₂

Termékszám:

LCK714

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



LCK küvettatesztek: minimális mennyiségű reagens, maximális biztonság.

Használatra kész, maximális biztonság, könnyű kezelés és fotometriás értékelés, környezetbarát, a megegyezés szerinti határértékekre jóváhagyással

Pontos és megbízható mérési értékek

A zárt rendszer és a kis mennyiségű vegyszer maximális biztonságot nyújt a felhasználók számára

A reagensek kényelmes és pontos adagolása

Vonalkód címke automatikus felismeréshez a fotométerben és a Truecal kalibrálásban

Színkóddal megkülönböztetett tesztek és mérési tartományok

Műszaki adatok

Leírás:	Kémiai oxigénigény
Méréstartomány:	100 - 600 mg/L O ₂
Módszer név:	Dikromát
Műszer:	DR3900, DR6000, DR1900
Paraméter:	KOI (COD)
Platform:	LCK
Roncsolás szükséges:	igen
Tárolási feltételek:	15 - 25 °C (fénytől védve tartandó)
Tesztek száma:	25
Truecal:	Igen