



Formaldehid nyomelemző küvettateszt, 0,01-1,0 mg/liter H_2CO

Termékszám:	LCS325
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Műszaki adatok

Különleges jegyzet:	Az értékeléshez 50 mm-es fémikro négyszögletes küvetták kellenek.
Méréstartomány:	0,01 - 1,0 mg/L H_2CO
Módszer név:	Acetil-aceton
Műszer:	DR3900, DR6000, DR2800, DR3800, DR5000
Paraméter:	Formaldehid, nyomnyi mennyiség
Platform:	LCK
Roncsolás szükséges:	igen
Tárolási feltételek:	15 - 25 °C
Tesztek száma:	24 (A teszt tartalmazza a nulla koncentrációjú oldatot is.)