



Vas nyomelemző reagenskészlet, 0,005-2,0 mg/liter Fe

Termékszám:

LCW021

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Hach küvettatesztek: minimális mennyiségű reagens, maximális biztonság.

Műszaki adatok

Különleges jegyzet:

Műanyag félmikro küvetták, 50 mm, fedéllel (LZP 341) kis koncentráció-tartományhoz,

Leírás:

kerek küvetták gumidugóval, 11 mm (LCW 906) a nagy koncentráció-tartományhoz

Méréstartomány:

0,005 - 0,25 mg/L Fe

Méréstartomány (2):

0,05 - 2,0 mg/L Fe

Módszer név:

A vas(II) ionok reakcióba lépnek a FerroZine anyagával és ibolyaszínű komplex vegyületet adnak.

Paraméter:

Vas

Tárolási feltételek:

15 °C - 25 °C

Tesztek száma:

50