



Kovasav reagenskészlet, 0,01-0,8 mg/liter SiO_2

Termékszám:

LCW028

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Vagy: 0,005-0,4 mg/liter Si

Műszaki adatok

Különleges jegyzet:

Needed: round cuvettes LCZ906 or 50 mm rectangular cuvette

Leírás:

reagenskészlet kovasavhoz/szilíciumhoz

Méréstartomány:

50 mL

Méréstartomány (2):

0,005 - 0,4 mg/L Si

Módszer név:

Molibdénké

Paraméter:

Kovasav

Speciális tulajdonság:

50 tests

Tárolási feltételek:

15 °C - 25 °C

Tesztek száma:

50