



Szulfid reagenskészlet, 0,1 - 2,0 mg/liter S^{2-}

Termékszám:

LCW053

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Szulfid meghatározásához Dimetil-p-fenilén-diamin módszerrel

Műszaki adatok

Méréstartomány:	0,1 - 2,0 mg/L S^{2-}
Módszer név:	Dimetil-p-fenilén-diamin
Paraméter:	Szulfid
Tárolási feltételek:	15 - 25 °C
Tesztek száma:	35