



Hidrogén-peroxid tesztpipetta 1 - 10 g/liter H₂O₂

Termékszám:

LCW058

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Hidrogén-peroxid meghatározásához Peroxo-molibdát módszerrel

Műszaki adatok

Különleges jegyzet:

További LCW906 kerek küvették szükségesek.

Méréstartomány:

1 - 10 g/L H₂O₂

Módszer név:

Peroxo-molibdát

Paraméter:

Hidrogén-peroxid

Tárolási feltételek:

2 - 8 °C (hűtve kell tárolni)

Tesztek száma:

40